

## HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH - Labordiagnostik

Buger Str. 80 – 96049 Bamberg – Tel.: 0951 503-11060 Fax: 0951 503-11049

EINSENDER

Name, E-Mail, Telefon, Einrichtung
------------------------------------

LABOR

--

AUFTRAG

Mikrobiologische Analyse:  
Qualitative Auswertung von  
Bioindikatoren

HTK

I	63_83 - ____ - ____ - ____ ( __ / __ )	<input type="checkbox"/> ex
D		<input type="checkbox"/> in
E	□ durch:	
L		

VOM **EINSENDER** AUSZUFÜLLEN

**Achtung:** Pro Gerät und Programm einen Untersuchungsauftrag stellen.  
Positivkontrolle nicht im Gerät behandeln!

<input type="checkbox"/> Dampfdesinfektion 105°C (BI-Filterpapierstreifen 105°C) <input type="checkbox"/> Dampfdesinfektion 75°C (BI-Filterpapierstreifen 75°C) <input type="checkbox"/> Instrumentenspülmaschine (BI-Schrauben) <input type="checkbox"/> Anästhesiespülmaschine (BI-MIC-Stäbchen) <input type="checkbox"/> Anästhesiespülmaschine (BI-Schläuche) <input type="checkbox"/> RDG-Endoskopeaufbereitung (BI-Teflonschlauch) <input type="checkbox"/> Dekontaminationsanlagen (BI-Edelstahlplättchen-Dekon) (z.B. Bettgestellwaschanlage, Schuhspülmaschine, etc.) <input type="checkbox"/> Steckbeckenspülgerät (BI-Edelstahlplättchen-Steck) <input type="checkbox"/> Waschmaschine (BI-Läppchen) <input type="checkbox"/> MIC-und Augeninstrumente (BI-MIC-Stäbchen)	<input type="checkbox"/> E. faecium <input type="checkbox"/> B. atrophaeus	<input type="checkbox"/> Periodische Prüfung <input type="checkbox"/> Nachkontrolle
<b>Notizen zum Gerät:</b>		
<b>x</b> _____ Probenehmer		_____ Datum

Position im Gerät											<sup>1</sup> Pos.-Kontr.
Bioindikator-Nr.											
Wachstum <sup>1</sup> (+/-)											
Keimanalyse <sup>2</sup> (T, SV)											

Notizen Labor:

  	<b>x</b> _____ Bearbeitet von Datum
  	<b>x</b> _____ Validiert durch

<sup>1</sup> Positivkontrolle nicht im Gerät behandeln!  
<sup>2</sup> (+) Wachstum; (-) kein Wachstum  
<sup>3</sup> T=Testkeim; SV = Sekundärverunreinigung; **PSA** = Pseudomonas aeruginosa, **PS** = Pseudomonas sp.; **AE** = aerobe Sporenbildner; **ST** = Staphylococcus Koagulase negativ; **NA** = nicht auswertbar)

**HTK Hygiene Technologie Kompetenzzentrum GmbH - Labordiagnostik**

Buger Str. 80 – 96049 Bamberg – Tel.: 0951 503-11060 Fax: 0951 503-11049

AUSWERTUNG	Grund der Beanstandung (Achtung: Die Beurteilung stützt sich auf den in diesem Dokument angegebenen Informationen. Wir gehen zudem von einer korrekt durchgeführten Beprobung und Handhabung der Materialien durch den vom Einsender bestimmten Probennehmer aus.)
	<input type="checkbox"/> Der mikrobiologische Befund gibt keinen Hinweis auf eine unzureichende Funktion der sterilisierenden/desinfizierenden Leistung der geprüften Anlage.
	<input type="checkbox"/> Der mikrobiologische Befund weist auf eine unzureichende Funktion der geprüften Anlage hin.
	<input type="checkbox"/> Eine Prüfung des Verfahrensablaufes, der Betriebsmittelversorgung und der Bedienung ist erforderlich.
	<input type="checkbox"/> Die Bioindikatoren sind den Geräten unter sterilen Bedingungen zu entnehmen! Staphylococcus Koagulase negativ = Hautflora
	<input type="checkbox"/> Das Wasser des letzten Spülganges der Anlage sollte mikrobiologisch untersucht werden. Möglicherweise ist eine Sanierung der Wasserzuleitung oder der geprüften Anlage erforderlich.
<input type="checkbox"/> Sonstiges:	

x

Beurteilung durch \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

MASSNAHMEN

**Einrichtungsbezogene Maßnahmen**

**Achtung:** Die Einrichtung ist im Falle einer Beanstandung selbst dafür verantwortlich, geeigneten Maßnahmen einzuleiten und sich bei Bedarf entsprechend beraten zu lassen. Unser erfahrenes Team aus Krankenhaushygienikern, Mikrobiologen und Hygienefachkräften steht Ihnen gern zur Seite.

---



---



---

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
(Verantwortlicher der Einrichtung)

\_\_\_\_\_  
Datum